

Результат ношения
корректора Class III

ОМЕГАОРТО

ORTHO-TAIN®
A WORLD LEADER IN ORTHODONTIC APPLIANCES



до



после



до



после

ДНЕВНИК
ношения корректора
Class III

Ваш лечащий врач:

Продукция имеет регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10666.
Эксклюзивный дилер Ortho-Tain® на территории РФ - ООО "ОМЕГАОРТО"
г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 40
Заказ по телефону +7 (812) 335-02-55





Привет, друг!

Поздравляю тебя с началом ортодонтического лечения!
Ortho-T® Корректор обеспечит эффективный результат лечения,
а именно красивую улыбку и правильный прикус.
Внимательно ознакомься с правилами ношения. Желаю тебе успеха!
Бобер Оскар.

Режим ношения Корректора Class III:

Аппарат носят 2-4 часа в день, нажимая языком на внутреннюю часть + ночное ношение

- Раздели время дневного ношения на несколько равных частей, например, по 30 или 60 минут (общее время определяют врач).
- Обязательно выполняй упражнения: язык нужно расположить, упираясь з 3 пластинки верхней части аппарата сразу же за передними зубами, языком необходимо активно надавливать на пластинку с максимальным усилием. Такие движения языка и давление способствуют направленному росту верхней челюсти, она перемещается вперед и лицо становится более гармоничным!
- Не забудь отметить в дневнике Оскара, что ты носил аппарат!
- Перед сном почисти зубы и ополосни аппарат в холодной воде
- Размести Class III Корректор во рту так, как тебя учил врач и сомкни зубы
- Утром не забудь отметить в дневнике Оскара время, в течение которого ты носил аппарат

Оскар и твой лечащий врач всегда будут знать, сколько времени ты носил Корректор, потому что в аппарате есть секретный «Детектор ношения»!
Твой аппарат будет менять прозрачный цвет на белый в зависимости от времени ношения.

Важно:

Не забывай до и после ношения аппарата ополоснуть его холодной водой и 1 раз в день почистить зубной пастой! Во время ношения Корректора зубы должны быть сомкнуты, что обеспечит хорошее прилегание аппарата и прекрасный результат лечения! Во избежание повреждения аппарата нельзя совершать жевательные движения, когда он находится во рту!
Если ты ощущаешь дискомфорт при ношении корректора или у тебя возникли вопросы, обратись к своему лечащему врачу!



день
↓
ночь
↓

ДНЕВНИК НОШЕНИЯ КОРРЕКТОРА

пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>