

Результат ношения корректора
Occlus-o-Guide®

ОМЕГАОРТО

ORTHO-tain®
A WORLD LEADER IN ORTHODONTIC APPLIANCES



до



после



до



после

ДНЕВНИК

ношения корректора
Occlus-o-Guide®

Ваш лечащий врач:

Продукция имеет регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10666.
Эксклюзивный дилер Ortho-Tain® на территории РФ - ООО "ОМЕГАОРТО"
г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 40
Заказ по телефону +7 (812) 335-02-55





Привет, друг!

Поздравляю тебя с началом ортодонтического лечения!
Occlus-o-Guide® Корректор обеспечит эффективный результат лечения,
а именно красивую улыбку и правильный прикус.

Внимательно ознакомься с правилами ношения. Желаю тебе успеха!
Бобер Оскар.

Дневной режим ношения Корректора Occlus-o-Guide®:

Активное ношение днем 2-4 часа с выполнением упражнений
+ ночное ношение.

Если врач назначил дневной режим ношения Корректора, то следуй
данной инструкции:

- Раздели время дневного ношения на несколько равных частей, например, 3-4 раза по 30 минут (общее время определяют врач)
- Обязательно выполняй упражнения: сожми зубами аппарат, держи в таком положении 1 минуту, потом расслабь челюсти на 30 секунд, а затем повтори упражнение. Количество повторов – 10 раз за каждый период ношения.
- Не забудь отметить в дневнике Оскара время, в течение которого ты носил аппарат.

Ночной режим ношения Корректора Occlus-o-Guide®:

- Перед сном почисти зубы и ополосни аппарат в холодной воде
- Размести Occlus-o-Guide® Корректор во рту так, как тебя учил врач и сомкни зубы
- Утром не забудь отметить в дневнике Оскара время, в течение которого ты носил аппарат

Оскар и твой лечащий врач всегда будут знать, сколько времени ты носил
Корректор, потому что в аппарате есть секретный «Детектор ношения»!
Твой аппарат будет менять прозрачный цвет на белый в зависимости
от времени ношения.

Важно:

Не забывай до и после ношения аппарата ополоснуть его холодной
водой и 1 раз в день почистить зубной пастой! Во время ношения
Корректора зубы должны быть сомкнуты, что обеспечит хорошее
прилегание аппарата и прекрасный результат лечения! Во избежание
повреждения аппарата нельзя совершать жевательные движения, когда
он находится во рту!

Если ты ощущаешь дискомфорт при ношении корректора или
у тебя возникли вопросы, обратись к своему лечащему врачу!



день
↓
ночь
↓

ДНЕВНИК НОШЕНИЯ КОРРЕКТОРА

пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ср	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	чт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	сб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	вс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>